

Anti-Ganc-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tet4

Artikelnummer: CM0020824

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane neutrale Alpha-Glucosidase C (GANC), validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Glycosidase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GANC-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GANC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2595
Gen-ID	2595
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100–200 der humanen GANC (NP_937784.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8TET4
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Kühlakku