

Anti-Gap43 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P17677

Artikelnummer: CM0002459

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GAP43 (Wachstums-assoziiertes Protein 43, B-50, pp46) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAP43 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2596
GenID	2596
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 139-238 von humanem GAP43 (P17677) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17677
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel