

Anti-Gapvd1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14C86

Artikelnummer: CM0021719

Einführung

GAPVD1-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. GAPVD1 ist ein GTPase-aktivierendes Protein und ein GEF, das an der Endozytose und dem GLUT4-Transport beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAPVD1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RAP6; GAPEX5; GAPex-5; GAPVD1
Spezies	Mensch
Gen-ID	26130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-260 des menschlichen GAPVD1 (NP_056450.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q14C86
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Kühlakku