

Anti-Gars-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P41250

Artikelnummer: CM0013467



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GARS (Glycin--tRNA-Ligase) gerichtet ist; validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für IVD-Forschung zu Proteinsynthese und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI
Spezies	Mensch
GenID	2617
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-370 von humanem GARS (NP_002038.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41250
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel