

Anti-Gars Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41250

Artikelnummer: CM0027504



Einführung

KO validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GARS (Glycin-tRNA-Ligase). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Biologie von Aminoacyl-tRNA-Synthetasen und Mechanismen der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] GARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2617
GenID	2617
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-370 von humanem GARS (NP_002038.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41250
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel