


Anti-Gart Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P22102

Artikelnummer: CM0030504



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GART (trifunktionales Purin-Biosyntheseprotein), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Purinbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GART Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIRS; GARS; PAIS; PGFT; PRGS; GARTF; GART
Spezies	Mensch
GenID	2618 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-320 von humanem GART (NP_000810.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22102
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel