

Anti-Gas2 Monoklonaler Antikörper Für Western Blot - 043903

Artikelnummer: CM0007511

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes GAS2 (Growth arrest-specific protein 2, Wachstumsarrest-spezifisches Protein 2). Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zu Hören, Zytoskelettdynamik und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAS2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GAS-2; GAS2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2620
GeneID	2620
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen GAS2 (NP_005247.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43903
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel