

Anti-Gas7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 060861

Artikelnummer: CM0013568



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GAS7, validiert für WB und ELISA. Erkennt GAS7 in humanen, murinen und Ratten-Proben und unterstützt die Forschung zur neuronalen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAS7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GAS7; MLL/GAS7
Spezies	Mensch
GenID	8522
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-412 von humanem GAS7 (NP_001124303.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60861
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel