

Anti-Gasdermin B (Gesamtlänge + C-Terminus) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot - Q8Tax9-6

Artikelnummer: CM0025316

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die Gesamtlänge und den C-Terminus von humanem Gasdermin B (GSDMB, Isoform 6) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, geeignet für Studien zur Pyroptose und Granzym-vermittelten Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gasdermin B □ Gesamtlänge+C-Terminus□ Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermin B □ Gesamtlänge+C-Terminus□
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55876
Gen-ID	55876
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TAX9-6
Proteingewicht	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Versand	Eisbeutel