

Anti-Gastrin Releasing Peptide (Grp) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07492

Artikelnummer: CM0027681



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Gastrin Releasing Peptide (GRP). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Freisetzung von gastrointestinalen Hormonen, Juckreiz-Signalisierung und Gedächtnis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gastrin Releasing Peptide (GRP) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Gastrin Releasing Peptide (GRP)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2922
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-148 des humanen Gastrin Releasing Peptide (GRP) (NP_002082.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07492
Proteinmasse	16kDa
Versand	Eisbeutel