


Anti-Gata1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P15976

Artikelnummer: CM0003945



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes GATA1, geeignet für WB, IP und ELISA. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100. Forschungsanwendung: transkriptionelle Regulation bei der Erythropoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATA1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GF1; GF-1; NFE1; XLTT; ERYF1; NF-E1; XLANP; XLTDA; GATA-1; HAEADA; GATA1
Spezies	Mensch
Gen-ID	2623
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GATA1 (NP_002040.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15976
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel