

Anti-Gata2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P23769

Artikelnummer: CM0023603



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper zur spezifischen Detektion von humanem GATA2, einem Schlüssel-endothelialen Transkriptionsfaktor. Validiert für IHC-P und ELISA, geeignet für die Untersuchung der transkriptionellen Regulation in Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATA2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DCML; IMD21; NFE1B; MONOMAC; GATA2
Spezies	Mensch
GenID	2624
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 240-340 von humanem GATA2 (NP_116027.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P23769
Proteinmasse	51kDa
Versand	Eisbeutel