

Anti-Gata3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23771

Artikelnummer: CM0024545



Einführung

GATA3 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von T-Zell-Entwicklung, Th2-Differenzierung und Makrophagen-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATA3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HDR; HDRS; GATA3
Spezies	Mensch
Gen-ID	2625
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 des menschlichen GATA3 entspricht (NP_001002295.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P23771
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel