

Anti-Gata3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Fc - P23771

Artikelnummer: CM0006021



Einführung

GATA3-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, FC (intrazellulär) und ELISA. Erkennt endogenes GATA3 in humanen Proben mit einer vorhergesagten Bandengröße von 48 kDa. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Differenzierung und von Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATA3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HDR; HDRS
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2625
GeneID	2625
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des humanen GATA3 (NP_001002295.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intrazellulär), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P23771
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku