

Anti-Gata3 Kaninchen-Polymab® Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Chip, Elisa - P23772

Artikelnummer: CM0009454



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen GATA3 (UniProt P23772) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, CHIP, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes GATA3. Ideal für die Forschung an T-Zell- und Th2-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gata3 Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	jal; Gata-3
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	2625
GenID	14462
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 135-258 von murinem GATA3 (NP_032117.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, CHIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23772
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel