


Anti-Gata4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If/Icc Und Elisa - P43694

Artikelnummer: CM0018012



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GATA4, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für Studien zur Herzentwicklung und Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Spezies	Mensch
Gen-ID	2626
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 341-440 von humanem GATA4 (NP_002043.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43694
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel