


Anti-Gata4-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P43694

Artikelnummer: CM0008916



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GATA4 (P43694), geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Herzentwicklung und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATA4-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Spezies	Mensch
GeneID	2626
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 343-442 des humanen GATA4 (NP_002043.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43694
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku