

Anti-Gata6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92908

Artikelnummer: CM0024376

Einführung

GATA6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murine GATA6, ein Transkriptionsfaktor der entscheidend für die Herz-, Magen- und Hauthomöostase ist. Das Immunogen deckt die Aminosäuren 70-160 von humanem GATA6 ab. Ideal für Studien zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATA6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GATA6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2627
GenID	2627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 70-160 von humanem GATA6 (NP_005248.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92908
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel