

## Anti-Gatad2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P66-Beta) Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi9

Artikelnummer: CM0029572

### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches GATAD2B (p66-beta), validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung zu Chromatinremodellierung und transkriptioneller Repression.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                |
|-------------------|-------------------------------------|
| Produktname       | GATAD2B Kaninchen pAb               |
| Bemerkungen/Alias | p68, GANDS, MRD18, P66beta, GATAD2B |
| Art               | Mensch                              |
| Gen-ID (Mensch)   | 57459                               |
| Gen-ID            | 57459                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein               |
| Quelle            | Kaninchen                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper              |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IP, ELISA                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                 |
| SWISS             | Q8WXI9                              |
| Proteinmasse      | 65 kDa                              |
| Versand           | Eisbeutel                           |