

Anti-Gatc Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043716

Artikelnummer: CM0027958

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches GATC, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von mitochondrialer Proteinsynthese und tRNA-Transamidierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	15E1.2; COXPD42; GATC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	283459
Gen-ID	283459
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-136 von menschlichem GATC (NP_789788.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O43716
Proteinmolekulargewicht	15 kDa
Versand	Eispackung