


Anti-Gatm Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P50440

Artikelnummer: CM0005608



Einführung

Hochspezifischer anti-GATM Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-GATM (~48 kDa), ein Schlüsselenzym in der Kreatin-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AT; RFS; AGAT; FRTS; CCDS3; FRTS1; GATM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2628
GeneID	2628
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 38-423 von humanem GATM (NP_001473.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50440
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche