


Anti-Gatm Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50440

Artikelnummer: CM0027948



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GATM (Glycin-Amidiotransferase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Kreatinbiosynthese und Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATM Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AT, RFS, AGAT, FRTS, CCDS3, FRTS1, GATM
Spezies	Mensch
GenID	2628
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 38-423 des humanen GATM (NP_001473.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50440
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel