

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Gba2-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hcg7

Artikelnummer: CM0014410

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-GBA2-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines GBA2 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 105 kDa. Ideal für Studien zur Funktion der nicht-lysosomalen Glucosylceramidase im Lipidstoffwechsel, bei der Verarbeitung von Gallensäuren und bei neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GBA2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AD035, SPG46, NLGase, GBA2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	57704
GeneID	57704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 708-927 des humanen GBA2 (NP_065995.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HCG7
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Kühlakku