

## Anti-Gba3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H227

Artikelnummer: CM0025999



### Einführung

CamelBio liefert einen polyklonalen Antikörper vom Kaninchen gegen humane cytosolische Beta-Glucosidase (GBA3). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Geeignet für die Erforschung des Glycosylceramid-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GBA3 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | CBG; GLUC; KLRP; CBGL1; GBA3                                                                                                |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID            | 57733                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-162 von humanem GBA3 (NP_001121904.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                 |
| SWISS             | Q9H227                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 54kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Kühltasche                                                                                                                  |