


Anti-Gbe1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q04446

Artikelnummer: CM0030900



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyclonaler Antikörper gegen GBE1 (Glykogenverzweigungsenzym) für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-GBE1, vorausgesagte Molekularmasse 80 kDa. Ideal für Studien zum Glykogenstoffwechsel und GSD IV.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GBE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GBE; APBD; GSD4; GBE1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2632
GenID	2632
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-300 des menschlichen GBE1 (NP_000149.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04446
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eispackung