

Anti-Gbf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92538

Artikelnummer: CM0013677

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GBF1 (Golgi-spezifischer Brefeldin-A-resistenter Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor 1), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus-GBF1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GBF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMT2GG; CMTD12; CMTD1A; ARF1GEF; GBF1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8729
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-85 von humanem GBF1 (NP_004184.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q92538
Proteingewicht	206kDa
Versand	Eisbeutel