

Anti-Gbp2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P32456

Artikelnummer: CM0016871



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GBP2 gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA geeignet ist. Validiert in humanen und murinen Proben; erkennt ein 67 kDa Protein. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2634
Gen-ID	2634
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P32456
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel