

Anti-Gbx2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52951

Artikelnummer: CM0014871

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Homeobox-Protein GBX-2, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Transkriptionsfaktor-Funktion in Embryogenese und Entwicklung. - P52951

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GBX2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GBX2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2637
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von humanem GBX2 enthält (NP_001476.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52951
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel