


Anti-Gc1Q R/C1Qbp Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q07021

Artikelnummer: CM0020813



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes GC1q R/C1QBP (p32, HABP1, gC1qR). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Komplementsystem, mitochondrialer Funktion und Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GC1q R/C1QBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP
Spezies	Human
GeneID (human)	708
GeneID	708
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 74-282 von humanem GC1q R/C1QBP (NP_001203.1) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07021
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eistasche