

Anti-Gcat Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75600

Artikelnummer: CM0016271

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches GCAT (2-Amino-3-Ketobutyrat-Coenzym A-Ligase) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Mitochondriales Zielprotein, das an der Glycinsynthese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCAT Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	KBL; GCAT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23464
Gen-ID	23464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 170-419 des menschlichen GCAT (NP_055106.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75600
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel