


Anti-Gcdh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92947

Artikelnummer: CM0028258



Einführung

Ein Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch GCDH erkennt, validiert für WB, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Glutaryl-CoA-Dehydrogenase im Aminosäurenkatabolismus und der Glutarazidurie Typ I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCDH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GCD; ACAD5; GCDH
Spezies	Human
GeneID (Human)	2639
GeneID	2639
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 149-438 des humanen GCDH (NP_000150.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92947
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche