


Anti-Gch1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30793

Artikelnummer: CM0017572



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes GCH1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt natives GCH1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Tetrahydrobiopterin-Biosynthese, Dopamin-Synthese und Schmerzempfindlichkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GCH; DYT5; DYT14; DYT5a; GTPCH1; HPABH4B; GTP-CH-1; GCH1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2643
GenID	2643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 55-250 von humanem GCH1 (NP_000152.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30793
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eispackung