

Monoklonaler Anti-Gclc-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Artikelnummer: CM0011787

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-GCLC-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines GCLC, die katalytische Untereinheit der Glutamat-Cystein-Ligase, die eine Schlüsselrolle bei der Glutathion-Biosynthese spielt. Ideal für IVD und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCLC-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Aliase	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2729
Gen-ID	2729
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-135 des humanen GCLC enthält (NP_001489.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P48506
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Kühlakku