

Anti-Gclc Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48506

Artikelnummer: CM0011167

Einführung

Zuverlässiger GCLC Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA Anwendungen; erkennt menschliches und Ratten-GCLC, das geschwindigkeitsbestimmende Enzym der Glutathion-Biosynthese, relevant für die Forschung zu oxidativem Stress und Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCLC Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2729
GenID	2729
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 538-637 von menschlichem GCLC (P48506) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P48506
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel