

Anti-Gclc-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Artikelnummer: CM0018705

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen GCLC (katalytische Untereinheit der Glutamat-Cystein-Ligase), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Für Untersuchungen zur Glutathionbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCLC-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GCL, GCS, GLCL, GLCLC, GCLC
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2729
GeneID	2729
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48506
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Kühlakku