

Anti-Gclm Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48507

Artikelnummer: CM0003890

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes GCLM für Anwendungen in WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Glutathionbiosynthese und oxidativen Stresswege. Erkennt die 31 kDa große regulatorische Untereinheit der Glutamat-Cystein-Ligase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCLM Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	GLCLR; GCLM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2730
GeneID	2730
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 175-274 von humanem GCLM (P48507) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P48507
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel