

Anti-Gclm Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48507

Artikelnummer: CM0027300

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes GCLM (Glutamat-Cystein-Ligase-Modifikatoruntereinheit), validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Glutathionbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCLM Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GLCLR, GCLM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2730
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-274 des menschlichen GCLM (NP_002052.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48507
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eispaket