

Anti-Gcm1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Np62

Artikelnummer: CM0024814

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GCM1 gerichtet ist, einen für die Plazentaentwicklung essentiellen Transkriptionsfaktor. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human. Ideal für Studien zur Differenzierung von Trophoblasten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GCM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCMA; hGCMA; GCM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8521
Gen-ID	8521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 207-436 von humanem GCM1 (NP_003634.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NP62
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel