

Anti-Gcn1L1 (Gcn1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92616

Artikelnummer: CM0018280

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GCN1L1 (GCN1) gerichtet ist, ein Ribosomen-Kollisionssensor, der an der Translationsqualitätskontrolle und Stressantwort beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, mit Reaktivität gegen humane Proben. Vorhergesagtes Molekulargewicht ~293 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO Validiert] GCN1L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2462-2671 von humanem GCN1L1 (NP_006827.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92616
Proteingewicht	293 kDa
Versand	Eisbeutel