

Anti-Gcn1L1-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb Und Elisa - Q92616

Artikelnummer: CM0023554

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes GCN1L1 (GCN1L1, PRIC295), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zu Ribosomenkollisionen und dem integrierten Stressreaktionsweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] GCN1L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10985
GenID	10985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2462-2671 von humanem GCN1L1 (NP_006827.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92616
Proteingewicht	293kDa
Versand	Eisbeutel