


Anti-Gcn2 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Artikelnummer: CM0016880



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GCN2 (EIF2AK4), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Aminosäuremangel und Stressreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCN2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GCN2; PVOD2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	440275
GeneID	440275
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2K8
Proteingewicht	187 kDa
Versand	Kühlakku