


Anti-Gcn2 Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Artikelnummer: CM0026279



Einführung

Kaninchen-Polyclonalantikörper gegen humanes GCN2 (EIF2AK4), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. GCN2 ist eine stresserkennende Kinase, die eIF-2 α phosphoryliert und die Translation während Aminosäuremangel reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GCN2; PVOD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	440275
GenID	440275
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 von menschlichem GCN2 (NP_001013725.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2K8
Proteingewicht	187 kDa
Versand	Eisbeutel