

Anti-Gcnt3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95395

Artikelnummer: CM0015864

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GCNT3, ein Enzym zur Verzweigung von O-Glykanen des Mucin-Typs an Core 2/4. Für Western Blot und ELISA validiert. Ideal für die Erforschung der Glykobiologie und Mucin-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCNT3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GNTM; C24GNT; C2GNT2; C2GNTM; C2/4GnT; GCNT3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9245
Gen-ID	9245
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-180 des humanen GCNT3 (NP_004742.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95395
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku