


Anti-Gcsh Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23434

Artikelnummer: CM0018157



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GCSH, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes GCSH in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Glycin-Stoffwechsel- und Lipoylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCSH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCE; NKH; GCSH
Spezies	Human
GeneID (Human)	2653
GeneID	2653
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-173 von humanem GCSH (NP_004474.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23434
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel