


Anti-Gdap1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tb36

Artikelnummer: CM0027920



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GDAP1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Studien zur mitochondrialen Fission und Charcot-Marie-Tooth-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GDAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMT4; CMT4A; CMTRIA; GDAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	54332
Gen-ID	54332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-225 von humanem GDAP1 (NP_001035808.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TB36
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche