

Anti-Gdf-8/Myostatin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14793

Artikelnummer: CM0029826



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen GDF-8/Myostatin, validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Geeignet für humane, murine und Rattensamples. Ideal für die Muskelwachstumsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GDF-8/Myostatin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GDF8; MSLHP; GDF-8/Myostatin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2660
Gen-ID	2660
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 267-375 von humanem GDF-8/Myostatin (NP_005250.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14793
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel