

Anti-Gdf-8/Myostatin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14793

Artikelnummer: CM0005733



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GDF-8/Myostatin (O14793), validiert für Western Blot (WB) und ELISA mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Skelettmuskelwachstum und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GDF-8/Myostatin Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	GDF8; MSLHP; GDF-8/Myostatin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2660
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-375 von humanem GDF-8/Myostatin (NP_005250.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14793
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel