

Anti-Gdf15 Polyclonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q99988

Artikelnummer: CM0021676



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper gegen GDF15 ist für IF/ICC und ELISA validiert, spezifisch für humanes GDF15 – ein Hormon, das an der Appetitregulation, Krebskachexie und Schwangerschaftsübelkeit beteiligt ist. Geeignet für Forschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GDF15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9518
GenID	9518
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 197-308 von humanem GDF15 (NP_004855.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99988
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel