

Anti-Gdf9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60383

Artikelnummer: CM0026318

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Wachstums-/Differenzierungsfaktor 9 (GDF9) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung der Ovarialfollikulogenese. UniProt O60383.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GDF9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	POF14; GDF9
Spezies	Human
GeneID (Human)	2661
GeneID	2661
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 205-454 von humanem GDF9 (NP_005251.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60383
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eistasche