

Anti-Gdi1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P31150

Artikelnummer: CM0025152

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GDI1 (Rab-GDP-Dissoziationsinhibitor Alpha), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem GDI1. Ideal für die Untersuchung der Rab-Protein-Regulation, des Membranverkehrs und neurologischer Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GDI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	1A; GDIL; MRX41; MRX48; OPHN2; XAP-4; XLID41; RABGD1A; RABGDIA; GDI1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2664
GenID	2664
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 188-447 von humanem GDI1 (NP_001484.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P31150
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel